

Nuance PowerMic Mobile App (= Diktiermikrofon) für Dragon Medical One

- 1.) Die App muss aus dem App Store bzw. Play Store heruntergeladen werden.
Bitte die App NICHT öffnen
oder den passenden nachstehenden Link auf dem Smartphone des App-Nutzers öffnen.

- 2.) Konfigurationslink für iOS

`dmic:config_?NmsToken=ODNjZjU3MDQtYjIxNy00NmI4LThlYzAtMWRiZDI3OGFmN2Qw&NmsBaseUrl=nms-de.nuancehdp.com`

Bitte den o.g. Link an die Nutzer per Mail senden, den Link per Mail öffnen; Keine URL, daher nicht mit einem Browser öffnen lassen!

Alternativ kann der QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons gescannt werden:



Konfigurationslink für Android

`http://config_?NmsToken=ODNjZjU3MDQtYjIxNy00NmI4LThlYzAtMWRiZDI3OGFmN2Qw&NmsBaseUrl=nms-de.nuancehdp.com`

Bitte den o.g. Link an die Nutzer per Mail senden, den Link per Mail öffnen; Keine URL, daher nicht mit einem Browser öffnen lassen!

Alternativ kann der QR-Code mit der Kamera Ihres Mobiltelefons gescannt werden:



Anmerkung: Verteilen Sie die entsprechenden Links an Ihre PowerMic Mobile Benutzer. Sie können den Link per E-Mail verschicken und/oder in Ihrem Intranet oder auf Ihrer eigenen Support-Seite publizieren.

Nuance PowerMic Mobile App (= Diktiermikrofon) für Dragon Medical One

- 3.) Die Dragon Medical One ist vor Benutzung der App zu starten
(Anmeldung mit Benutzername und Kennwort)
Die App als „Diktiermikrofon“ benötigt die gestartete Anwendung.
- 4.) Über die rechte blaue Symbolik („Flamme“) oder die drei weißen Striche (= Burger Menu)
ist bei → Mikrofon → Nuance PowerMic Mobile auszuwählen.
(Hierüber kann jedes direkt angeschlossene Mikrofon ausgewählt werden und auch zwischen
Mikrofonen gewechselt werden.)
- 5.) Die linke Symbolik ändert dann auf ein Smartphone-Symbol.



Ab Drgaon Medical One ab 08/2023
Version 2023.3 (23.4.64.0)
geändertes Layout

orange/grau = Kopplungsmodus
(manuelle Kopplung via KopplungsID möglich),
rot = Mikrofon ausgeschaltet
grün = Mikrofon an - Diktiermodus,

Die Tastenbelegung kann über den Menüpunkt → Optionen verändert werden.



* Angaben zu 2, 4 und 5 sind bei Verwendung von AutoTexten/Textbausteinen.