

Nuance® Dragon® Medical One

Spickzettel für Befehle und Mikrofon

Nützliche Befehle

- Streich das/lösch das (löscht den zuletzt diktierten Text)
- Rückgängig machen/wiederhol das
- Markier [TEXT] (TEXT ist der Teil des Diktats, den Sie auswählen wollen)
- Markier das (wählt den zuletzt diktierten Text aus)
- Neue Zeile/neuer Absatz
- Cursor vor [TEXT]/Cursor hinter [TEXT]
- Alles markieren
- Markier [TEXT] bis [TEXT]
- Auswahl aufheben

Navigieren

- Geh zum Satzanfang/Absatzanfang
- Geh zum Satzende/Absatzende
- Gehe zurück


Formatieren

- Schreib das groß (alle Anfangsbuchstaben der Wörter im markierten Text werden großgeschrieben)
- Großschaltung (alle Buchstaben aller Wörter im markierten Text werden großgeschrieben)

Hilfe aufrufen

- Hilfe öffnen (öffnet das Hilfemenü)
- Was kann ich sagen (öffnet das Menü „Was kann ich sagen“)

Wörter hinzufügen

- Wählen Sie ein Wort aus und sagen Sie **Wort hinzufügen** > bestätigen Sie die Schreibweise > klicken Sie **Standardaussprache verwenden** > geben Sie das Wort ein, wie Sie es aussprechen, oder klicken Sie , um das Wort/die Wortgruppe zu trainieren

Mikrofonsteuerung

Rot = Mikrofon ist aus



Grün = Mikrofon ist aktiv (für das Diktieren bereit)



Je länger der Anzeigebalken, desto besser kann Dragon Medical One Sie hören

